

S-Thétique-

Taboeret * Hocker * Tabouret * Tabouret S-tool 50150

Wij feliciteren u met de aankoop van de S-Thétique S-tool taboeret. U hebt een uitstekende keus gemaakt. Voor al uw vragen kunt u terecht bij de informatieservice van Dancohr Corporation.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses S-Thétique S-tool Hockers. Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Für all Ihre Fragen sind Sie von der völligen Unterstützung der Kundenberatungsabteilung von Dancohr Corporation versichert.

We congratulate you on the purchase of your S-Thétique S-tool tabouret. You've made an excellent choice. For all your questions you can be assured of the full support of our service department.


Toutes nos félicitations pour l'achat de ce tabouret S-Thétique S-tool. Vous avez porté un choix excellent. Pour tous de vos questions vous êtes assuré de l'aide du service après-vente de Dancohr Corporation.

Onderdelen- Bezeichnung der Teile- Designation of parts- Désignation des parties



- * **Neem plaats op de taboeret bij het verstellen van de hoogte van uw taboeret. Het gaat dan een stuk lichter.**
- * **Nehmen Sie Platz auf den Hocker wenn Sie die Höhenverstellung vornehmen. Es geht dann viel leichter.**
- * **Sit down on the stool when you wish to adjust the height. It will go much easier then.**
- * **Asseyez-vous sur le tabouret en faisant le réglage hauteur. Ca ira plus facile.**

Montage – Zusammenbau – Assembling - Montage



Onderhoud bekleding

Verwijder vlekken direct. Bekleding afnemen met lauwwater en een zachte doek. Zonodig met wat zachte zeep. Hardnekkige vlekken evt. met isopropylalcohol verwijderen. Gebruik geen schuur- bleek of oplosmiddelen. Raadpleeg bij twiifel uw distributeur.

Pflege Polsterung

Flecken sofort entfernen. Reinigen Sie die Polsterung mit lauwarmen Wasser und einem weichen Lappen; bei Bedarf mit ein Wenig Geschirrspülmittel. Hartnekkige Flecken mit Isopropyl (Reinigungsalkohol). Niemals Scheuer- Bleich- oder Lösungsmittel verwenden. Ziehen Sie sich zu Rate beim Verteiler.

Maintenance upholstery

Remove stains immediately. Clean the upholstery with lukewarm water and a soft cloth. Add some washing-up liquid if necessary. Remove any stains remaining with isopropyl (rubbing) alcohol. Never use abrasives, bleach or solvents. In doubt consult your dealer.

Entretien recouvrement

Détachage avec de l'eau tiède. Éventuellement avec un peu de liquide vaisselle. Taches restantes avec alcool à nettoyage (isopropyl). N'utilisez jamais de la poudre ou des tampons à récurer, des décolorants ou des solvants. En doute, consultez votre distributeur

Technische specificaties – Technische Daten – Technical data – Caractéristiques techniques

Hoogte zitting – Sitzhöhe – Seat height – Hauteur de l'assise	48 – 61 cm
Breedte zitting – Sitzbreite – Width seat – Largeur de l'assise	38 cm
Gewicht – Gewicht – Weight – Poids	6.3 kg
Max. gelijkmatige belasting - Gleichmäßige Höchstbelastung	
Max. steady load – Poids également maximal	120 kg

De afdeling ontwikkeling bij Dancohr is doorlopend op zoek naar nieuwe technologieën en mogelijkheden. Kleine afwijkingen van de in deze handleiding gebruikte tekst en van de afbeeldingen zijn dan ook voorbehouden.

Die Entwurfsabteilung von Dancohr ist ständig auf die Suche nach neuen Technologien und Möglichkeiten. Kleine Abweichungen von den in dieser Bedienungsanleitung benutzten Texten und in der Gestaltung sind deswegen möglich.

The R&D department with Dancohr is steadily searching for new technologies and potentialities. As a consequence, text in this manual and the technical design and construction may slightly differ from the delivered equipment.

Le service de développement chez Dancohr recherche continu les nouvelles technologies et possibilités. Par conséquent, les caractéristiques et la présentations dans ce mode d'emploi sont modifiables sans préavis.